

Tristel Trace

Automatisch traceersysteem voor gebruik met het Tristel Trio Wipes System



Verbeterde traceerbaarheid

Het doel van traceren is aan te tonen dat elke ontsmettingscyclus volledig en naar behoren is uitgevoerd, alsmede Infectie Preventie in staat te stellen om te traceren wanneer mogelijke besmetting via een medisch instrument wordt vermoed.

Een traceersysteem is alleen succesvol wanneer gegevens zorgvuldig worden verzameld en bewaard.

Registreert gegevens voor alle stappen van het ontsmettingsproces

Tristel Trace is een automatisch traceersysteem voor gebruik met het Tristel Trio Wipes System. Het registreert de gebruiker, de patient, het medisch instrument en elk van de Tristel Wipes zoals gebruikt in de juiste volgorde.

Tristel Trace verbetert en versnelt het volledig handmatig traceren en verleent integriteit aan het ontsmettingsproces.

Valideert alle ontsmettingsprocessen

Tristel Trace detecteert wanneer Tristel Wipes in de verkeerde volgorde worden gescand en wanneer ze zijn verlopen.

Een unieke code voor elke cyclus

Aan het einde van ieder succesvol ontsmettingsproces print Tristel Trace een ticket met een unieke 6-cijferige code en registreert alle complete ontsmettingsprocessen in een Excel bestand.

Geautomatiseerd voor extra nauwkeurigheid

Het Excel bestand, dat een sorteer- en zoekfunctie heeft, kan op elk moment worden geopend door simpelweg Tristel Trace te verbinden met een PC via een meegeleverde USB kabel.

Een totaal van 4000 ontsmettingsprocessen kan worden geregistreerd door Tristel Trace voordat geheugen wordt overschreven (van oud naar nieuw).

Trace Suite traceer software

Trace Suite is de software die de gebruiker in staat stelt alle complete ontsmettingsprocessen te downloaden en op te slaan in een Excel bestand. Trace Suite stelt de gebruiker in staat om de volgende informatie te doorzoeken:

- Datum
- Tijd
- Gebruiker ID
- Patiënt ID
- Medisch Instrument
- Validatiecode
- Elk van de Tristel Wipes en Activator

Patiënt IDs kunnen worden gesorteerd op alfabetische volgorde.

* Voor volledige Trace Suite instructies, zie Trace Suite gebruikershandleiding.



Tristel Trace

Automatisch traceersysteem voor gebruik met het Tristel Trio Wipes System

Hoe te gebruiken

* Voor volledige installatie instructies, zie Tristel Trace gebruikershandleiding.

Stap 1. Scan het Patiënt ID.

Als de Patiënt ID onbekend is, bijvoorbeeld aan het begin van de dag, dan kan de Patiënt ID worden uitgeschakeld. Zie de Tristel Trace gebruikershandleiding voor verdere instructies.

Stap 2. Scan het Medisch Instrument ID.

Streepjescodes worden geleverd met Tristel Trace. Deze zijn geprint op een speciaal watervast materiaal.

Stap 3. Valideer de voorreiniging: scan het Tristel Pre-Clean Wipe zakje.

Stap 4. Valideer de ontsmetting: scan het Tristel Sporidical Wipe zakje.

Stap 5. Valideer de activatie: scan het Aktivator Schuim.

Stap 6. Valideer de naspoeling: scan het Tristel Rinse Wipe zakje.

Stap 7. Scan het Gebruiker ID.
Streepjescodes voor gebruikers worden geleverd met Tristel Trace voor getraind personeel.

Stap 8. Tristel Trace print een ticket met een unieke 6-cijferige code en alle gescande informatie.
Als de Select knop binnen 30 seconden wordt ingedrukt, dan print Tristel Trace een kopie.

Downloaden naar Trace Suite

Bezoek www.ecomed.eu om Trace Suite te downloaden.

Stap 1. Zet Tristel Trace uit.

Stap 2. Ontkoppel de kabels en verwijder de printer van de parse Tristel Trace unit.

Stap 3. Plaats Tristel Trace naast een PC.

Stap 4. Verbind de USB kabel met de Printer verbinding aan de achterkant van Tristel Trace en met een PC.

Stap 5. Open Trace Suite.

Stap 6. Druk op Select om het downloaden te beginnen.

Stap 7. Een Excel bestand opent automatisch wanneer downloaden compleet is.



Fabrikant

Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambs, CB8 7NY

T +44 (0) 1638 721500 **F** +44 (0) 1638 721911

E mail@tristel.com **W** www.tristel.com

Exclusief verdeler BeNeLux

Ecomed Services bvba,
Antwerpen, België

T (België) +32 (0)3 889 26 40

T (Nederland) +31 (0)2 080 85 134

E info@ecomед.eu



ecomед

Innovative in reducing infection risk