



ecommed

Innovative in reducing infection risk

DESINFECTIE VAN MEDISCHE INSTRUMENTEN

- Sporicide in 30 seconden
- Niet toxisch
- Compatibel met alle endoscopen, echosondes en videoscopen

TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM

Totaal concept voor hoog niveau desinfectie van endoscopen zonder kanaal en echosondes



KENMERKEN

- Sporicide, bactericide, mycobactericide, virucide en fungicide in 30 seconden
- Niet toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar
- Compatibel met endoscopisch en ultrasoon materiaal – GE, Philips, Storz, Medtronic, Verathon Glidescope®...
- Complete desinfectiecyclus (*reiniging, desinfectie, spoeling*) uitgevoerd in minder dan 2 minuten
- Volledig traceerbaar via het *Audit & Quality register*, op papier of digitaal
- Uniek concept op basis van chloordioxide (*geen alcohol, geen aldehyden*)
- Maakt overtrekken overbodig
- Medisch hulpmiddel klasse IIb (*conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en bijlage II*)

TOEPASSINGEN

Hoog niveau desinfectie van:

- Nasofaryngoscopen (ORL, KNO)
- TEE sondes in echo-cardiografie in Poli, IC, spoed en OK
- Vaginale sondes voor eicelpick-up
- Video laryngoscopen in het operatiekwartier
- Pneumo- en bronchoscopen
- PH-metrie sondes, manometrie catheters
- Ultrasoonprobes in het operatiekwartier

Tristel Trio Wipes System biedt in minder dan 2 minuten een hoog niveau desinfectie van flexibele invasieve endoscopen en ultrasoonprobes zonder kanaal. Dankzij het concept van reinigings-, desinfectie- en spoeldoekjes wordt een gevalideerd resultaat bereikt met een eenvoudige en snelle 3-stappen procedure.



ecomед

Innovative in reducing infection risk

Meer info?

Belux

03 889 26 40

Nederland

020 808 51 34

info@ecomед.eu

SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Het Tristel Trio Wipes System omvat 3 soorten doekjes, met elk een specifieke functie in het desinfectieprotocol.

- Het **reinigingsdoekje** "Tristel Pre-Clean Wipe" bevat een tri-enzymatisch detergent en is tensio-actief zodat een snelle en afdoende reiniging mogelijk wordt.
- Het **sporicide desinfectiedoekje** "Tristel Sporidical Wipe" bevat, na activatie, het sterk desinfecterend oxidant chloordioxide (ClO₂).
- Het **steriele spoeldoekje** "Tristel Rinse Wipe" bevat een licht antioxidant en gedemineraliseerd water en verwijdert en neutraliseert de resterende chloordioxide.

Het Trio Wipes Systeem ondersteunt een volledige traceerbaarheid van elke procedure. De combinatie van een speciaal ontwikkeld **Audit & Quality Register**, op papier of digitaal, verzekert niet enkel de traceerbaarheid van elke procedure, maar ook en vooral de kwalitatieve uitvoering hiervan.

EN-normen
gevalideerd
in 30 seconden

Testvereisten conform de Europese Normen	
Bacteria	EN 14561, EN 13727
Mycobacteria	EN 14563, EN 14348
Gisten en Fungi	EN 14562, EN 13624
Virus	EN 14476
Sporen	EN 14347

GEbruIKSAANWIJZING



1. Reinig het oppervlak van slijm en ander organisch vuil met de Tristel Pre-Clean Wipe voor u aan de eigenlijke desinfectie begint.
2. Spuit "Activator Foam" op het desinfectiedoekje en knijp enkele keren.
3. Strijk nu het oppervlak in en laat 30 seconden inwerken.
4. Spoel het materiaal na desinfectie met de Tristel Rinse Wipe.

[Voor een meer gedetailleerde gebruiksaanwijzing; zie de Tristel Wipes Desinfectie Procedure in 10 stappen op www.ecomed.eu]

TECHNISCHE INFORMATIE

- Elke doos Tristel Trio bevat 1 flacon "Activator Foam" en 50 sporicide doekjes bestemd voor de desinfectie [naast de 50 doekjes voor reiniging en 50 voor spoeling]:
 - 1 flacon "Activator Foam" van 100 ml met natriumchloriet a 0,5%
 - Elk blauw zakje bevat een doekje met 4,5 ml citroenzuur a 0,75%
 - 2 pompslagen brengt 1,5 ml [2 x 0,75 ml] schuim op het doekje
- Na menging van de 2 componenten, bevat het doekje 6 ml chloordioxide a 200 ppm.
- Ref-code: TRIO-50-NL

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

ECOMED NV

Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen

T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu

www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomед.eu

ECOMED NEDERLAND BV

Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen

T 020 808 51 34 - info@ecomед.eu

www.ecomed.eu

Bestellingen via bestellingen@ecomед.eu