



# ecomed

Innovative in reducing infection risk

## DESINFECTIE VAN KRITISCHE OPPERVLAKKEN

- Desinfectie in 30 seconden
- Niet toxisch
- Eenvoudig te gebruiken met een doekje



## TRISTEL DUO SURFACES

Hoog niveau desinfectie  
van 'hoge' oppervlakken



Tristel Duo Surfaces is een schuim op basis van chloordioxide [ClO<sub>2</sub>], speciaal ontwikkeld voor de reiniging én hoog niveau desinfectie van 'hoge' oppervlakken. Dit schuim wordt eenvoudig aangebracht met een doekje, werkt zonder verneveling en is zichtbaar aanwezig op het oppervlak. Met een gevalideerde contacttijd van 30 seconden realiseert DUO Surfaces een hoog niveau desinfectie van het behandelde oppervlak.

### KENMERKEN

- Hoog niveau desinfectie in 30 seconden contacttijd
- Combineert, in één stap, een (lichtjes) reinigende functie (bevat detergent) met een sporicide werking
- Bewezen werkzaamheid (in 30 seconden) tegen onder meer *Clostridium difficile*, *Mycobacterium terrae*, Murine Norovirus, Vancomycin-Resistant *Enterococcus faecium* (VRE), Carbapenem-Resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRE), Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Eenvoudig aan te brengen met een niet-absorberend doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes of met een microvezel doekje
- Geregistreerd als een biocide volgens de EU regelgeving
- Niet irriterend, niet toxisch en biologisch afbreekbaar
- Verwijdert biofilm

### TOEPASSINGEN

Tristel Duo Surfaces is speciaal ontwikkeld voor de reiniging en hoog niveau desinfectie van harde niet-poreuze 'hoge' oppervlakken, zoals:

- Ziekenhuistrolleys
- Instrumententafels
- Commodes
- Lavabo's en kranen
- Werkoppervlakken
- ...



**ecomед**

Innovative in reducing infection risk

Meer info?  
Belux  
03 889 26 40  
Nederland  
020 808 51 34  
info@ecomед.eu

## SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Tristel Duo Surfaces is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide met een contacttijd van slechts 30 seconden, en is volledig in overeenstemming met de Europese normen zoals getest in onafhankelijke laboratoria. Tristel Duo Surfaces is effectief tegen de volgende micro-organismen:

EN-normen  
gevalideerd  
in 30 seconden

Testvereisten conform de Europese Normen		
Sporen	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Bacillus subtilis var niger</i>	EN13704, EN14347
Mycobacteriën	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>	EN14563, EN14348
Virussen	Noravirus	EN14476
Fungi	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN14562, EN13624
Bacteriën	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE)</i> , <i>Vancamycine resistente enterokokken (VRE)</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)</i>	EN14561, EN13727

## ГEBRUIKSAANWIJZING



1. Breng Tristel Duo Surfaces aan op een doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes of een microvezel doekje, of meteen op het te desinfecteren oppervlak. Gebruik het doekje om het schuim te verspreiden over het oppervlak. Zorg ervoor dat het hele oppervlak bedekt is met schuim.
2. Respecteer een contacttijd van 30 seconden.

## PRODUCTEN



- Tristel Duo Surfaces 600ml (750 doses/cassette)  
Ref-code: DUO-SUR-M
- Tristel Duo support  
Ref-code: MAXI-SUP



- Tristel Duo Surfaces 250ml (312 doses/flacon)  
Ref-code: DUO-SUR-L



- Tristel Dry Wipes (200 doekjes/bus)  
Ref-code: Dry-Wipes
- Tristel Dry Wipes support  
Ref-code: DRY-SUP

## TECHNISCHE KENMERKEN

Elke verpakking Tristel Duo Surfaces bevat 2 afzonderlijke compartimenten met:

- 1 compartiment citroenzuur a 5%
- 1 compartiment natriumchloriet a 0,5%

Elke schuimbeurt geeft 0,8 ml oplossing met chloordioxide (0,4 ml + 0,4 ml) a 200 ppm.

De vervaldatum na opening = de aangegeven vervaldatum op de verpakking.

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

### ECOMED NV

Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen  
T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomед.eu

### ECOMED NEDERLAND BV

Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen  
T 020 808 51 34 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Bestellingen via bestellingen@ecomед.eu