



**ecomed**

Innovative in reducing infection risk



## DÉSINFECTION DE SURFACES

- Désinfection en 5 minutes
- Simple passage
- Pas besoin de rincer
- Contient du détergent
- Non toxique

# TRISTEL FUSE SURFACES

Solution détergente désinfectante  
sporicide pour sols et surfaces



Le Tristel Fuse Surfaces,  
basé sur le dioxyde de chlore  
[  $\text{ClO}_2$  ] est un détergent  
désinfectant de haut niveau  
performant et innovant, et  
propose une alternative aux  
composés classiques  
[ aldéhydes, acide  
peracétique, chlore ].

### CARACTÉRISTIQUES

- Combine une action nettoyante [ contient du détergent ] avec une désinfection en un simple passage
- Efficacité sporicide en 5 minutes
- Une seule concentration et un seul temps d'action [ 5 minutes ] pour une désinfection de haut niveau
- Excellente compatibilité des matériaux
- Le dioxyde de chlore est efficace dans un large spectre de micro-organismes, y inclus Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile, Mycobacterium tuberculosis, Norovirus, Entérobactéries productrices de carbapénémase [ EPC ], Entérocoques résistants à la vancomycine [ ERV ], SARM, Acinetobacter baumannii multirésistante
- Non toxique, non irritant et biodégradable
- Conforme à la réglementation biocide [ règlements REACH ]
- Décroche tout biofilm et neutralise les odeurs

Après dilution, la stabilité du produit est de 24h.

### APPLICATIONS

Pour grandes surfaces dures et non poreuses comme les murs et les sols en :

- Salles d'opérations
- Unités de soins intensifs
- Unités d'oncologie
- Services généraux
- Gériatrie
- Zones critiques comme les labo's FIV, pharmacies, ...

**ecomед**

Innovative in reducing infection risk

Plus d'info ?  
03 889 26 40  
Belux  
03 66 88 01 84  
France  
info@ecomед.eu

## SPECTRE ET PERFORMANCE DÉSINFECTANTE

Tristel Fuse Surfaces est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide avec un temps de contact de 5 minutes, conformément aux normes européennes testés par des laboratoires indépendants.

Normes EN  
validées  
en 5 minutes

Normes européennes validées pour Tristel Fuse Surfaces		
Spores	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus cereus</i>	EN13704, EN14347
Mycobacterium	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i> (TB)	EN14348
Virus	Norovirus, Poliovirus T1, Adénovirus T5, le virus Herpès Simplex T1, Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), Hépatite C	EN14476
Champignons	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	EN13697, EN13624
Bactéries	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , SARM, <i>Escherichia coli</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> multirésistante (MDRA)	EN13727, EN1276, EN14561, EN13697

## COMMENT UTILISER



- Prenez un sachet Tristel Fuse Surfaces, pliez-le en deux et pressez fortement, avec une seule main, l'un des côtés pour faire passer le contenu vers le centre du sachet. Le contenu prendra une couleur jaune.
- Déchirez ou coupez le sachet avec une paire de ciseaux.
- Versez le contenu du sachet dans 5 litres d'eau froide. Note: **Ne pas utiliser d'eau chaude pour préparer la dilution.**
  - Respectez un temps de contact de 5 minutes: laissez sécher à l'air libre [ pas besoin de rincer ].
  - Suite à la dilution, la solution est utilisable pendant 24 heures.

## PRÉSENTATION

- Tristel Fuse Surfaces est emballé dans une boîte de 40 sachets
- Un sachet suffit pour 5 litres de désinfectant
- Tristel Fuse Surfaces est disponible en agrumes et sans parfum
- Ref-code: FUS-SUR

## INFORMATION TECHNIQUE

- Tristel Fuse Surfaces intègre deux composants séparés contenant la solution de Base et l'Activateur. Ceux-ci génèrent du dioxyde de chlore lorsqu'elles sont mélangées par éclatement du joint intérieur du sachet.
- Tristel Fuse Surfaces combine une action nettoyante, par la présence d'un détergent [ oxyde d'amine ] avec une désinfection de haut niveau.

TRISTEL EST DISTRIBUÉ EXCLUSIVEMENT PAR ECOMED EN BELGIQUE, AUX PAYS-BAS, AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET EN FRANCE

### ECOMED SA

Smallandlaan 14 B - B-2660 Anvers  
T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Commandes par: orders@ecomед.eu

### ECOMED FRANCE SARL

130, Boulevard de la Liberté - 59000 Lille  
T 03 66 88 01 84 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Commandes par: commandes@ecomед.eu

Fabricant Tristel Solutions Ltd. - Newmarket - UK - www.tristel.com