



ecomed

Innovative in reducing infection risk

DESINFECTIE VAN KRITISCHE OPPERVLAKKEN

- Desinfectie in 5 minuten
- Eén eenvoudige handeling
- Bevat detergent
- Niet toxisch

TRISTEL FUSE SURFACES

Hoog niveau reinigings- en sporicide
ontsmettingsmiddel
voor grote oppervlakken



KENMERKEN

- Combineert, in één eenvoudige handeling, een reinigende werking (bevat detergent) met de desinfecterende functie van chloordioxide
- Sporicide in 5 minuten
- Eén enkel zakje, één dosis en één enkele contacttijd voor het ganse microbiologisch spectrum
- Uitstekende compatibiliteit met alle soorten harde materialen
- Chloordioxide is werkzaam in 5 minuten tegen tal van micro-organismen, zoals *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Clostridium difficile*, *Mycobacterium tuberculosis*, norovirus, Carbapenemase producerende enterobacteriën, vancomycine-resistente enterococcus (VRE), MRSA, *Acinetobacter baumannii*, ...
- niet toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar
- Conform de biocide regelgeving, zoals beschreven in de REACH richtlijnen
- Verwijdert biofilm en neutraliseert geuren

Na vermenging blijft het product 24u stabiel.

TOEPASSINGEN

Harde, niet-poreuze grote oppervlakken zoals muren en vloeren in:

- Operatiekamers
- Intensieve zorgen
- Oncologie afdelingen
- Verpleegafdelingen
- Geriatrie
- Kritische zones zoals apotheken, IVF-labo's, ...

Tristel Fuse Surfaces op basis van chloordioxide (ClO₂) is een performant hoog niveau desinfectiemiddel met reinigende werking, en een ideaal alternatief voor de klassieke desinfectieproducten zoals aldehyden, perazijnzuur, chloor, ... voor grotere oppervlakken in kritische zones.



ecomед

Innovative in reducing infection risk

Meer info?
Belux
03 889 26 40
Nederland
020 808 51 34
info@ecomед.eu

SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Tristel Fuse Surfaces is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide met een contacttijd van 5 minuten, gevalideerd door onafhankelijke laboratoria conform de Europese normen terzake.

EN-normen
gevalideerd
in 5 minuten

Testvereisten conform de Europese Normen		
Sporen	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus cereus</i>	EN13704, EN14347
Mycobacteriën	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i> (TB)	EN14348
Virussen	Norovirus, Poliovirus T1, Adenovirus T5, Herpesvirus Simplex T1, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis C	EN14476
Fungi	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	EN13697, EN13624
Bacteriën	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , MRSA, <i>Escherichia coli</i> , Multiresistente <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRA)	EN13727, EN1276, EN14561, EN13697

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Eén zakje gebruiken om 5 liter chloordioxide ontsmettingsmiddel te maken. Het zakje doormidden vouwen en stevig, met één hand, in één zijde van het zakje knijpen zodat de inhoud door het midden van het zakje barst. De oplossing neemt een gele kleur aan.
2. Een hoek van het zakje afscheuren of afknippen.
3. De inhoud van het zakje in 5 liter koud leidingwater verdunnen en oplossen. **Attentie: Geen warm water gebruiken.**
 - 5 minuten contacttijd respecteren: laten drogen aan de lucht (*naspoelen niet nodig*).
 - Na vermenging is de oplossing tot 24u houdbaar.

PRESENTATIE

- Tristel Fuse Surfaces wordt verpakt in een doos met 40 zakjes
- Eén zakje volstaat voor 5 liter ontsmettingsmiddel
- Tristel Fuse Surfaces is beschikbaar zonder parfum of met citrusgeur
- Ref-code: FUS-SUR

TECHNISCHE INFORMATIE

- Elk zakje Tristel Fuse Surfaces bevat twee afzonderlijke componenten: de Basis- en de Activatoroplossing. Menging van beide componenten resulteert in chloordioxide (ClO₂), aanwezig in een waterige oplossing.
- Dankzij het aanwezige detergent (*amineoxide*) in de oplossing, combineert Tristel Fuse Surfaces de hoog niveau desinfectie met een reinigende werking in één enkel protocol.

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

ECOMED NV
Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen
T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu
www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomед.eu

ECOMED NEDERLAND BV
Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen
T 020 808 51 34 - info@ecomед.eu
www.ecomed.eu

Bestellingen via bestellingen@ecomед.eu