

# Tristel™

## Cleaning Solution

Niet-enzymatische detergent voor effectieve reiniging van instrumenten voorafgaand aan hoog-niveau ontsmetting.



De eerste stap in het ontsmettingsproces is het grondig reinigen om organische materie en vuil van de oppervlakte van het instrument te verwijderen.

De effectiviteit van Tristel's Cleaning Solution maakt het de ideale detergent voor de reiniging van hitte-gevoelige instrumenten, voorafgaand aan hoog-niveau ontsmetting.

Tristel's Cleaning Solution is beschikbaar in zelfdoserende flessen van 2L. Het is niet-schuimend en niet-corrosief (veilig voor gebruik op metalen, plastic, rubber, etc.).

### Kenmerken

- Breekt organische stoffen en eiwitten snel en effectief af
- Corrosieremmers verlengen de levenscyclus van het instrument
- Geen tussentijdse spoeling is vereist als Tristel Fuse voor Stella wordt gebruikt voor hoog-niveau ontsmetting
- Veilig te gebruiken
- Houdbaarheid van twee jaar
- Medisch Apparaat Klasse I

### Toepassingen

Tristel's Cleaning Solution is geschikt voor de reiniging van medische instrumenten voorafgaand aan hoog-niveau ontsmetting in Stella. Als het sporicide ontsmettingsmiddel Tristel Fuse voor Stella gebruikt wordt, dan hoeft er geen tussentijdse spoeling plaats te vinden.

Tristel's Cleaning Solution is een geconcentreerd reinigingsmiddel dat bestaat uit een combinatie van corrosieremmers en oppervlakte spanningsverlagende oplossingen. Deze verwijderen proteïnen en organische stoffen zoals bloed, speeksel en slijm van de oppervlakte van het instrument.

# Tristel™

## Cleaning Solution

Tristel's Cleaning Solution is een Klasse I Medisch Apparaat met CE-markering in overeenstemming met de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingen 2007/47/EC van deze.

### Hoe te gebruiken

**Stap 1:** Verwijder eventueel zichtbaar vuil en overtollig water van het instrument.

**Stap 2:** Bereid 25ml Tristel Cleaning Solution voor door in de fles te knijpen totdat de markering op de hals van de fles bereikt is.

**Stap 3:** Giet 25ml geconcentreerde Cleaning Solution in een wasbak of container met 5L koud water.

### Voor handmatige reiniging

**Stap 4:** Reinig het instrument conform richtlijnen van het ziekenhuis.

**Stap 5:** Observeer een contacttijd van 5 minuten.

**Stap 6:** Verwijder de oplossing na elk gebruik.

### Voor automatische reiniging in Stella

**Stap 4:** Giet verdunde Tristel Cleaning Solution in het binnenvak van de Stella container.

**Stap 5:** Plaats het deksel op de container.

**Stap 6:** Stella IQ telt de 5-minuten contacttijd automatisch af.

**Stap 7:** Aan het einde van het reinigingsproces voert Stella de Tristel Cleaning Solution automatisch af.

**Product Code:** TSL041001