



ecomед

Innovative in reducing infection risk

Anvers, 30 janvier 2018

Attestation

Réf : Date de péremption TRISTEL DUO

La date de péremption TRISTEL DUO n'est pas modifiée lors de l'utilisation du produit.

TRISTEL DUO possède 2 compartiments séparés contenant 2 composants chimiques séparés :
Duo Activateur & Duo Base

L'activation de la pompe doseuse TRISTEL DUO produit la mousse désinfectante par le mélange extemporané des 2 composants chimiques.

Les 2 composants chimiques étant séparés de façon permanente dans le flacon TRISTEL DUO, la date de péremption reste inchangée, indépendamment de l'activation ou non de la pompe doseuse.

La date de péremption figure au dessous du flacon TRISTEL DUO.

Cette attestation est valable pour :

- TRISTEL DUO-ULT - 250 ml & 600 ml : pour désinfection des sondes échographiques endocavitaires
- TRISTEL DUO-OPH - 250 ml & 600 ml : pour la désinfection des DM en ophtalmologie
- TRISTEL DUO-SURF - 250 ml & 600 ml : pour la désinfection des surfaces hautes

Bart Leemans,
Directeur Ecomed SA.

ECOMED NV

Smalllandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen

T 03 889 26 40 - F 03 808 09 92

BE 0874.565.559

info@ecomед.eu - www.ecomed.eu

ECOMED NEDERLAND BV

Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen

T 020 808 51 34 - F 020 808 58 75

KvK 574 983 42

info@ecomед.eu - www.ecomed.eu

ECOMED FRANCE SARL

130, Boulevard de la Liberté - 59000 Lille

T 03 66 88 01 84 - F 03 66 88 06 28

RCS Lille Métropole 820 019 925 | SARL au capital de 8 000 €

info@ecomед.eu - www.ecomed.eu