

TRAIN, TRACK EN TRACE
EFFICIËNT, VEILIG EN ACCURAAAT
MET HET DIGITALE TRACEERSYSTEEM VAN TRISTEL

HET 3T-PORTAAL

EEN PASWOORD BEVEILIGD PORTAAL VOOR DE 3T SET-UP, VOOR DATABASEHEER EN VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN.

VERZAMELT ALLE DESINFECTIEGEGEVENS, KLAAR OM WEG TE SCHRIJVEN IN CSV-FORMAAT.

STELT 3T-GEbruikers IN STAAT OM, MET EEN EENVOUDIGE MUISKLIK, DATA TE ORDENEN EN ALLE VOORTGANG, CENTRAAL EN OP EEN VEILIGE MANIER, OP TE VOLGEN.



DE 3T-APP

HOUDT DE GEGEVENS VAN DE 3T-APP-GEbruiker, VAN HET DESINFECTANS, VAN HET INSTRUMENT EN VAN DE PATIËNT BIJ IN OVEREENSTEMMING MET DE GDPR-RICHTLIJNEN.

LEIDT DE 3T-APP GEbruikers DOORHEEN DE DESINFECTIESTADIA AAN DE HAND VAN KORTE - OPTIONELE - VIDEO'S.

GENEREERT EEN 3T-DESINFECTIEVERSLAG, INCLUSIEF DATUM EN TIJDSVALIDATIE EN EEN UNIEKE VALIDATIECODE, VOOR EEN EENVOUDIGE "TRACK & TRACE".

SYNCHRONISEERT DE DESINFECTIEGEGEVENS MET HET 3T-PORTAAL, WANNEER WIFI ACTIEF IS.



VEILIG

Dataopslag in de Microsoft Azure Cloud



SNEL

Versnelt elk handmatig traceerproces



ACCURAAAT

Volledig papierloos.
U hoeft niets meer op te schrijven



SLIM

Het eerste en enige app-gebaseerde traceersysteem voor Tristel desinfectieprocessen



MAAK
UW GEBRUIKERSACCOUNT
AAN



VOER
DE GEGEVENS IN VAN
GEBRUIKER, DESINFECTANS,
INSTRUMENT EN PATIËNT



DESINFECTEER
HET INSTRUMENT



TRACEER
HET DESINFECTIEPROCES



BEOORDEEL
EN RAPPORTEER DE
INGEVOERDE DATA

MAAKT TRACEERBAARHEID DIGITAAL

Tristel 3T is ontwikkeld om traceerbaarheid en compliance te leveren op een slimme en efficiënte manier. Het systeem omvat een portaal voor implementatie-, datamanagement- en rapporteringsdoeleinden en een app om de Tristel desinfectiehandelingen te registreren.



VOLLEDIG OVERZICHT

Bij gebruik in combinatie met een Tristel-product, slaat de 3T-app de gegevens op van de gebruiker, desinfectans (lot en vervaldatum) en instrument, en, indien verplicht, een patiëntenreferentie. De gegevens van het desinfectans kunnen handmatig worden ingevoerd, of door de 2D-matrixbarcodes op Tristel-verpakkingen te scannen.



OPTIONELE TRAINING

Op de 3T-app zijn korte video's beschikbaar die de gebruiker doorheen het desinfectieproces leiden, om overeenstemming met de gebruikershandleiding te verzekeren.



PROCEDURES OP MAAT VAN UW ORGANISATIE

Standaard operationele procedures kunnen variëren: daarom is 3T aanpasbaar volgens uw noden: is een pré-clean fase noodzakelijk bij een Tristel Duo-desinfectie, of, moet enkel de high-level desinfectiefase geregistreerd worden tijdens het Trio-desinfectieproces, dan kan de 3T-beheerder de procedure als zodanig configureren via het portaal.



VOLLEDIGE HANDENVRIJ

De gebruiker van de 3T-app kan de trainingvideo bedienen, door de handen vóór het toestel te zwaaien: Hierdoor wordt, tijdens de desinfectie, elk contact tussen de gehandschoende hand van de gebruiker en het 3T-apparaat vermeden.



BEVEILIGING EN GEGEVENSBESCHERMING

3T wordt door Tristel gehost op een beveiligde MicroSoft Azure Cloud-server. Microsoft trof maatregelen om de gegevens te beveiligen en beschikt over meer dan 20 beveiligingscertificaten voor cloud computing, waaronder ISO 27001 (informatiebeveiliging) en 27018 (bescherming van persoonsgegevens). Microsoft houdt zich bovendien aan zowel internationale als branchespecifieke normen en neemt deel aan rigoureuze audits uitgevoerd door derden die de beveiligingsmechanismen inspecteren. Daarnaast werd de app ontwikkeld in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking trad.



PAPIERLOOS

De desinfectiegegevens die de 3T-app produceert, zijn digitaal. De app en het webportaal worden gesynchroniseerd zodra een wifiverbinding tot stand wordt gebracht.

Na afloop van de desinfectie, maakt de 3T-app een digitaal desinfectieverslag op met een datum & tijdsvalidatie en een unieke validatiecode.

Elk verslag wordt vervolgens geüpload naar het desinfectielogboek op de 3T-app en gesynchroniseerd met het 3T-portaal, van zodra wifi is ingeschakeld. 3T-beheerders hebben, via het portaal, toegang tot alle desinfectieverslagen, en kunnen alle informatie wegschrijven in CSV-formaat voor eenvoudige integratie in het bestaande systeem.



WAT WORDT ER MEEGELEVERD?

- 3T-toestel met (met voorgeïnstalleerde 3T-app)
- Toegang tot het 3T-portaal
- Gebruikersinstructies
- Opladers
- Onderhoud (3 jaar)
- Garantie (1 jaar)

ONTWIKKELD DOOR:

Tristel

Gelieve voor vragen contact op te nemen met uw plaatselijke Tristel-vertegenwoordiger of een e-mail te sturen naar 3TSupport@tristel.com

United Kingdom: Tristel Solutions Limited
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - W www.tristel.com

België: Tristel NV
Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Nederland: Tristel B.V.
Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com