

**Tristel SaS**

130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, France  
RCS Lille Métropole 820 019 925  
T 03 66 88 01 84 - E [france@tristel.com](mailto:france@tristel.com)

**Tristel NV**

Smalandaan 14 B, 2660 Antwerpen, België  
BE 0874.565.559  
T 03 889 26 40 - E [belgium@tristel.com](mailto:belgium@tristel.com)

**Tristel B.V.**

Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland  
KvK 574 983 42  
T 020 808 51 34 - E [nederland@tristel.com](mailto:nederland@tristel.com)

Tristel France & Belux, 2019

**Attestation - Date de péremption TRISTEL DUO**

La date de péremption TRISTEL DUO n'est pas modifiée lors de l'utilisation du produit.

TRISTEL DUO possède 2 compartiments séparés contenant 2 composants chimiques séparés : Duo Activateur & Duo Base

L'activation de la pompe doseuse TRISTEL DUO produit la mousse désinfectante par le mélange extemporané des 2 composants chimiques.

Les 2 composants chimiques étant séparés de façon permanente dans le flacon TRISTEL DUO, la date de péremption reste inchangée, indépendamment de l'activation ou non de la pompe doseuse.

La date de péremption figure au dessous du flacon TRISTEL DUO.

Cette attestation est valable pour :

- TRISTEL DUO-ULT - 250 ml & 600 ml : pour désinfection des sondes échographiques endocavitaires
- TRISTEL DUO-OPH - 250 ml & 600 ml : pour la désinfection des DM en ophtalmologie

Bart Leemans

Directeur Tristel